

## 38 643 000 UNISET FÜR WC

Keine Explosionszeichnung verfügbar

### ERSATZTEILE, Dezember 2008 – jetzt

- 1: Gewindebolzen (Bestell-Nr. 4276400M)
- 2: WC Zu- und Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 37311K00)
  - 2.1: Beckenbefestigung (Bestell-Nr. 43511SH0)
  - 2.2: Verbinder (Bestell-Nr. 37119000)
- 3: Befestigungsschiene (Bestell-Nr. 43931000)
- 4: PP-Ablaufbogen Ø 90 mm (Bestell-Nr. 42327000)
- 5: Reduzierstück (Bestell-Nr. 42242000)
- 6: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 43915000)
- 7: Halterung für Ablaufbogen (Bestell-Nr. 42243000)
- 8: Revisionsschacht für GD2 in Uniset (Bestell-Nr. 42325000)
- 9: Schutzplatte (Bestell-Nr. 42231000)
- 10: Füllventil (Bestell-Nr. 37095000)
  - 10.1: Hebel (Bestell-Nr. 43734000)
    - 10.1.1: Dichtung (Bestell-Nr. 4377000M)
  - 10.2: Ventilkopf (Bestell-Nr. 43536000)
  - 10.3: Membrane (Bestell-Nr. 4375800M)
  - 10.4: Schraubkappe (Bestell-Nr. 43735000)
  - 10.5: Schwimmer (Bestell-Nr. 4379100M)
  - 10.6: Dichtungssatz (Bestell-Nr. 43722000)\*
- 11: Halterung (Bestell-Nr. 42246000)
- 12: Anschluss Schlauch (Bestell-Nr. 42233000)
  - 12.1: O-Ring (Bestell-Nr. 0319100M)
- 13: Eckventil (Bestell-Nr. 42235000)
- 14: Wasseranschluss (Bestell-Nr. 42234000)
- 15: 2-Mengen-Ablaufventil AV1 (Bestell-Nr. 42320000)
  - 15.1: Verlängerung für Überlaufrohr (Bestell-Nr. 42313000)
  - 15.2: Pneumatikschlauch (Bestell-Nr. 42319000)
  - 15.3: Dichtung (Bestell-Nr. 42310000)
- 16: Ventilsitz für GD2 (Bestell-Nr. 42315000)
- 17: Tragestützen (Bestell-Nr. 37304000)\*

\*Sonderzubehör

## 38 643 000 UNISET FÜR WC

Keine Explosionszeichnung verfügbar

### ERSATZTEILE, April 2008 – Dezember 2008

- 1: Gewindebolzen (Bestell-Nr. 4276400M)
- 2: WC Zu- und Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 37311K00)
  - 2.1: Beckenbefestigung (Bestell-Nr. 43511SH0)
  - 2.2: Verbinder (Bestell-Nr. 37119000)
- 3: Befestigungsschiene (Bestell-Nr. 43931000)
- 4: PP-Ablaufbogen Ø 90 mm (Bestell-Nr. 42327000)
- 5: Reduzierstück (Bestell-Nr. 42242000)
- 6: Halterung für Ablaufbogen (Bestell-Nr. 42243000)
- 7: Revisionsschacht für GD2 in Uniset (Bestell-Nr. 42325000)
- 8: Schutzplatte (Bestell-Nr. 42231000)
- 9: Füllventil (Bestell-Nr. 37095000)
  - 9.1: Hebel (Bestell-Nr. 43734000)
    - 9.1.1: Dichtung (Bestell-Nr. 4377000M)
  - 9.2: Ventilkopf (Bestell-Nr. 43536000)
  - 9.3: Membrane (Bestell-Nr. 4375800M)
  - 9.4: Schraubkappe (Bestell-Nr. 43735000)
  - 9.5: Schwimmer (Bestell-Nr. 4379100M)
  - 9.6: Dichtungssatz (Bestell-Nr. 43722000)\*
- 10: Halterung (Bestell-Nr. 42246000)
- 11: Anschlussschlauch (Bestell-Nr. 42233000)
  - 11.1: O-Ring (Bestell-Nr. 0319100M)
- 12: Eckventil (Bestell-Nr. 42235000)
- 13: Wasseranschluss (Bestell-Nr. 42234000)
- 14: 2-Mengen-Ablaufventil AV1 (Bestell-Nr. 42320000)
  - 14.1: Verlängerung für Überlaufrohr (Bestell-Nr. 42313000)
  - 14.2: Pneumatikschlauch (Bestell-Nr. 42319000)
  - 14.3: Dichtung (Bestell-Nr. 42310000)
- 15: Ventilsitz für GD2 (Bestell-Nr. 42315000)
- 16: Tragestützen (Bestell-Nr. 37304000)\*

\*Sonderzubehör

## 38 643 000 UNISET FÜR WC

Keine Explosionszeichnung verfügbar

### ERSATZTEILE, Dezember 2003 – April 2008

- 1: Gewindebolzen (Bestell-Nr. 4276400M)
- 2: WC Zu- und Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 37311K00)
  - 2.1: Beckenbefestigung (Bestell-Nr. 43511SH0)
  - 2.2: Verbinder (Bestell-Nr. 37119000)
- 3: Revisionsschacht für GD2 in Uniset (Bestell-Nr. 42325000)
- 4: GD2 mit pneumatischen Ablaufventil (Bestell-Nr. 38865000)
  - 4.1: Revisionsschacht für große Abdeckplatten (Bestell-Nr. 66783000)
  - 4.2: Füllventil (Bestell-Nr. 37095000)
    - 4.2.1: Hebel (Bestell-Nr. 43734000)
    - 4.2.1.1: Dichtung (Bestell-Nr. 4377000M)
    - 4.2.2: Ventilkopf (Bestell-Nr. 43536000)
    - 4.2.3: Membrane (Bestell-Nr. 4375800M)
    - 4.2.4: Schraubkappe (Bestell-Nr. 43735000)
    - 4.2.5: Schwimmer (Bestell-Nr. 4379100M)
    - 4.2.6: Dichtungssatz (Bestell-Nr. 43722000)\*
  - 4.3: Halterung (Bestell-Nr. 42246000)
  - 4.4: Anschlussschlauch (Bestell-Nr. 42233000)
    - 4.4.1: O-Ring (Bestell-Nr. 0319100M)
  - 4.5: Eckventil (Bestell-Nr. 42235000)
  - 4.6: Wasseranschluss (Bestell-Nr. 42234000)
  - 4.7: 2-Mengen-Ablaufventil AV1 (Bestell-Nr. 42320000)
    - 4.7.1: Verlängerung für Überlaufrohr (Bestell-Nr. 42313000)
    - 4.7.2: Pneumatikschlauch (Bestell-Nr. 42319000)
    - 4.7.3: Dichtung (Bestell-Nr. 42310000)
  - 4.8: Ventilsitz für Italien-Spülkasten (Bestell-Nr. 42316000)
  - 4.9: Wandbefestigung (Bestell-Nr. 4268400M)
- 5: Befestigungsschiene (Bestell-Nr. 43931000)
- 6: Lasche (Bestell-Nr. 43919000)
- 7: Ablaufbogen (Bestell-Nr. 43909000)
- 8: Reduzierstück (Bestell-Nr. 42242000)
- 9: Halterung für Ablaufbogen (Bestell-Nr. 42243000)
  - 9.1: Ablaufschellenbügel (Bestell-Nr. 42949000)

\*Sonderzubehör

Pure Freude  
an Wasser



## 38 643 000 **UNISET FÜR WC**

Keine Explosionszeichnung verfügbar

### **ERSATZTEILE**, August 2003 – Dezember 2003

- 1: Gewindebolzen (Bestell-Nr. 43023000)
- 2: WC Zu- und Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 37311K00)
  - 2.1: Beckenbefestigung (Bestell-Nr. 43511SH0)
  - 2.2: Verbinder (Bestell-Nr. 37119000)
- 3: Schraube (Bestell-Nr. 4393000M)
- 4: Revisionsschacht für große Abdeckplatten (Bestell-Nr. 42244000)
- 5: Befestigungsschiene (Bestell-Nr. 43931000)
- 6: Lasche (Bestell-Nr. 43919000)
- 7: Ablaufbogen (Bestell-Nr. 43909000)
- 8: Reduzierstück (Bestell-Nr. 42242000)
- 9: Halterung für Ablaufbogen (Bestell-Nr. 42243000)
  - 9.1: Ablaufschellenbügel (Bestell-Nr. 42949000)